

AB IN DEN SOMMER!

Sonnige Aussichten für Orthopädie-Fachbetriebe



DAS SECHS PUNKTE PROGRAMM FÜR
IHR SOMMER-UMSATZPLUS!

glabbal.com




Schritt für Schritt zum Umsatzplus

Sie suchen frischen Wind für Ihr Geschäft? Ein attraktives Zusatzangebot für Ihre Kunden? Eine weitere Einnahmequelle? Dann sind Sie bei **glabbal** genau richtig.

- Wir fertigen nach Ihren Angaben individuelle Sandalen, die Sie als Bausatz erhalten und nur noch anzupassen brauchen. Weitere Informationen finden Sie auf diesen Seiten sowie unter www.glabbal.com.
- Nutzen Sie diese Serviceidee. Machen Sie mehr aus Ihren Kundenkontakten.
- Begeistern Sie bestehende wie neue Kunden. Entdecken Sie die Möglichkeiten...

Sechs gute Gründe für Ihren Erfolg:

- Einfache Bestellung
- Individuelle Auswahl
- Modelle für jede Gelegenheit
- Fertigung in Meisterqualität
- Zeitnahe Lieferung innerhalb von 5 Werktagen
- Zufriedene Kunden, die Sie weiterempfehlen



Genial einfach - einfach genial

Ihr Weg zur **glabbal**-Sandale ist kinderleicht: Sie legen gemeinsam mit Ihrem Kunden, Modell und Ausführung fest, und wir produzieren nach Ihren Angaben einen maßgeschneiderten, individuellen **glabbal**-Bausatz (Fußbett, Schäfte, Sohle), den Sie nach etwa fünf Werktagen erhalten.

Nach der individuellen Anpassung setzen Sie die Einzelteile gemäß Anleitung zusammen. Gegebenenfalls noch etwas nachschleifen – fertig ist das Meisterstück!

Bestellung leicht gemacht:

- Wir fertigen passgenaue **glabbal**-Sandalen nach folgenden Informationen:
- Standard-Versorgungs-Einlage
 - 2D-Scan
 - 3D-Scan
 - Schaumabdruck
 - Blaupause





Individuell wie Ihre Kunden

Je nach Trend, Saison und Vorlieben kann Ihr Kunde aus einer großen Auswahl an Materialien, Formen und Farben seine einzigartige *glabbal*-Sandale zusammenstellen. Ob Herren- und Damenschäfte, Normal- oder Zehensteg-Ausführung, Textil oder Leder in verschiedensten Farben und Mustern – die Kombinationsmöglichkeiten lassen keine Wünsche offen. Das individuelle Fußbett wird für Ihren Kunden aus einem EVA-Rohling gefräst.

glabbal-Komponenten:

EVA-Rohlinge: in 38 mm Höhe mit zum Teil farbiger Zwischenschicht

Schäfte: Sandalen-, Hallux-Schäfte, Zehensteg-Ausführung, in Textil oder Leder

Laufsohlen: 2D Laufsohle EVA-Gummi in 4 und 6 mm Höhe.



Modelle nach Maß

Die aktuelle Modellpalette umfasst Sandalen und verschiedenste Zehenstegmodelle. Das Angebot wird laufend erweitert und ausgebaut.

Modisch, luftig: *glabbal*-Zehenstegsandalen



Für unbeschwerte Sommerstunden: *glabbal*-Zehenstegsandalen verbinden die Vorteile eines orthopädischen Fußbetts mit den modischen Ansprüchen einer trendigen Sandale.

Bequem, leicht: *glabbal*-Sandalen



Für Arbeit oder Freizeit: *glabbal*-Sandalen sind alltagstaugliche Schuhe für jede Gelegenheit. Das individuelle Fußbett garantiert einen erstklassigen Tragekomfort. Die breiten Schäfte bieten einen stabilen Halt und sind individuell einstellbar.



Qualität – die zählt

In unserer Bibliothek sind alle handelsüblichen Standard-Versorgungen digitalisiert vorhanden und können auf unsere *glabbal*-Modelle übertragen werden. Die Rohlingshöhe von 38 mm ermöglicht ein problemfreies Einarbeiten der Rollen sowie aller erforderlichen Fußkorrektur-Elemente (Zehensteg, Zehenbeeren, Pelotten etc.). Wir produzieren das gewünschte Fußbett nach Ihren Angaben in höchster Qualität.

glabbal-Schäfte und Laufsohlen:

glabbal-Schäfte:

Die einzelnen Größen werden durch Kürzen der Riemen angepasst. Die Ausnehmungen zum Verkleben der Riemenenden sowie Fersen- und Zehenrolle werden in die Unterseiten eingefräst.

glabbal-Laufsohlen:

Aus hochwertigem EVA-Gummi-Material von 4 oder 6 mm Stärke, in vielen Farben erhältlich. Profil ohne Laufrichtung.



Ihr sicherer Gewinn

glabbal-Sandalen aus Meisterhand garantieren maximalen Mehrwert bei minimalem Aufwand. Sie können Ihr Produktportfolio ohne zusätzliche Investitionen erweitern. Da die Kundeninformationen digital erfasst und gespeichert werden, sind Nachbestellungen, auch anderer Modelle, jederzeit möglich. Selbstverständlich unterstützen wir Ihren Verkauf mit ausgewählten Werbemitteln.

glabbal – Ihre Vorteile:

- Attraktives Zusatzangebot für Ihre Kunden
- Mehr Kundenbindung und Imagegewinn
- Nahezu grenzenlose Modellvielfalt
- Einfache Bestellung und Abwicklung
- Hochwertige Fertigung in Meisterqualität
- Keine Anschaffungskosten, wenn Sie mit dem Kunden-Login im *glabbal*-Konfigurator arbeiten
- Kurze Lieferzeiten
- Keine Lagerhaltung nötig
- Laufende Angebotserweiterung
- Nachbestellungen jederzeit möglich
- Werbemittel zur Verkaufsförderung







 glabbal.com






glabbal.com

Starten Sie mit uns in den Sommer!



Rufen Sie uns an, lassen Sie sich beraten:



Folgen Sie uns und bleiben Sie gut informiert!

