



paroParts

Qualität von Anfang an



paromed[®]
der nächste schritt

Legende

Größen	Formen	Einseitiges Fräsen	Beidseitiges Fräsen	
Größe 1/2:	● oval	x		auf Anfrage
Größe 3:	● oval	x	x	ab Lager
Größe 4:	▮ Trapez	x	x	ab Lager
Größe 5:	▮ Trapez	x	x	ab Lager
Größe 6:	■ Platte	x	x	ab Lager

Zusatzinfo:

Wir produzieren auch Rohlinge in Ihrer Wunschfarbe und nach Ihren Spezifikationen ab einer Mindestabnahmemenge von 350 Paar.
Sprechen Sie uns dazu gerne an.

Produktübersicht:

EVA Das Standard Material für Fräsrohlinge zur Einlagenfertigung.



Rohlinge Größe 3:

Max. Größe einseitig: 43
Max. Größe beidseitig: 44




Rohlinge Größe 4:

Max. Größe einseitig: 43
Max. Größe beidseitig: 43



Rohlinge Größe 5:

Max. Größe einseitig: 50
Max. Größe beidseitig: 50



Platten Größe 6:

Max. Größe einseitig: 54
Max. Größe beidseitig: 54



Alle Abbildungen sind mit einer Einlage Größe 41 gefräst. Größenverhältnis der Muster ist korrekt wiedergegeben.








EVA Comfort-Line









EVA Rohlinge in höchster Qualität garantieren beste Materialeigenschaften, sehr gute „Rückstelleigenschaften“ und eine hohe Festigkeit auch bei geringer Dicke


	Shore	Größe	Höhe mm	Farbe	Art. Nr.
	A30	2	33	Schilf	10 32 81
	A30	3	33	Schilf	10 22 36
	A30	4	33	Schilf	10 33 51
	A30	5	33	Schilf	10 33 52
	A30	6	33	Schilf	10 22 71
	A30	2	33	Schwarz	auf Anfrage
	A30	3	33	Schwarz	10 31 81
	A30	4	33	Schwarz	10 40 88
	A30	5	33	Schwarz	10 39 31
	A30	6	33	Schwarz	10 33 18


	Shore	Größe	Höhe mm	Farbe	Art. Nr.
	A40	2	33	Beige	10 32 83
	A40	3	33	Beige	10 23 79
	A40	4	33	Beige	10 33 53
	A40	5	33	Beige	10 33 54
	A40	6	33	Beige	10 25 55
	A40	2	33	Schwarz	10 36 00
	A40	3	33	Schwarz	10 31 82
	A40	4	33	Schwarz	10 40 89
	A40	5	33	Schwarz	10 39 32
	A40	6	33	Schwarz	10 33 40
	A50	2	33	Weiß	10 32 85
	A50	3	33	Weiß	10 22 37
	A50	4	33	Weiß	10 33 55
	A50	5	33	Weiß	10 33 56
	A50	6	33	Weiß	10 22 73
	A50	2	33	Schwarz	10 30 41
	A50	3	33	Schwarz	10 22 09
	A50	4	33	Schwarz	10 51 36
	A50	5	33	Schwarz	10 38 45
	A50	6	33	Schwarz	10 21 71
	A65	2	33	Dunkelbraun	10 32 87
	A65	3	33	Dunkelbraun	10 23 23
	A65	4	33	Dunkelbraun	10 43 53
	A65	5	33	Dunkelbraun	10 34 98
	A65	6	33	Dunkelbraun	10 22 74
	A30/50	2	33	Türkis/Grau	10 16 30
	A30/50	3	33	Türkis/Grau	10 16 31
	A30/50	4	33	Türkis/Grau	10 33 41
	A30/50	5	33	Türkis/Grau	10 33 42
	A30/50	6	33	Türkis/Grau	10 23 29
	A50/70	2	33	Grau/Grün	10 16 33
	A50/70	3	33	Grau/Grün	10 16 34
	A50/70	4	33	Grau/Grün	auf Anfrage
	A50/70	5	33	Grau/Grün	10 35 29
	A50/70	6	33	Grau/Grün	auf Anfrage

EVA Elasto-Kork		Qualitativ hochwertige Verbindung von EVA und Kork mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften, insbesondere hohe Festigkeit und Steifigkeit auch bei geringer Dicke (z.B. Fersenrand)			
	Shore	Größe	Höhe mm	Farbe	Art. Nr.
	A30/50	3	33	Schilf/Kork	10 28 80
	A30/50	4	33	Schilf/Kork	10 33 43
	A30/50	5	33	Schilf/Kork	10 33 44
	A30/50	3	33	Schwarz/Kork	10 28 58
	A30/50	4	33	Schwarz/Kork	10 33 45
	A30/50	5	33	Schwarz/Kork	10 33 46
	A30/50	3	33	Schwarz/Kork	10 33 47
	A30/50	4	33	Schwarz/Kork	10 33 48
EVA Eco-Line		EVA Rohlinge guter Qualität für optimierte Kosten. Rückeinstellungen und Festigkeit in ausreichender Qualität auch bei geringer Stärke			
	Shore	Größe	Höhe mm	Farbe	Art. Nr.
	A30	3	33	Schilf	10 28 82
	A40	3	33	Beige	10 28 83
	A50	3	33	Weiß	10 28 84
	A30/50	3	33	Schilf/Weiß	10 28 81
	A30/50	4	33	Schilf/Weiß	10 33 41

EVA 3-Lagen Sport		25 mm A50, 6 mm A30 hoher Gummianteil, hochelastisch, 2 mm A65 Paroflex Trägermaterial			
	Shore	Größe	Höhe mm	Farbe	Art. Nr.
	A65-30-50	3	33	Rot/Schwarz/Weiß	10 32 44
	A65-30-50	4	33	Rot/Schwarz/Weiß	10 33 47
	A65-30-50	5	33	Rot/Schwarz/Weiß	10 33 48
	A65-25-50	3	33	Rot/Grau/Weiß	10 32 45
	A65-25-50	4	33	Rot/Grau/Weiß	10 33 49
	A65-25-50	5	33	Rot/Grau/Weiß	10 33 50
	A65-25-50	3	33	Rot/Grau/Weiß	10 33 51
	A65-25-50	4	33	Rot/Grau/Weiß	10 33 52
EVA 3-Lagen Comfort		25 mm A50, 6 mm A25 hoher Gummianteil, hochelastisch, 2 mm A65 Paroflex Trägermaterial			
	Shore	Größe	Höhe mm	Farbe	Art. Nr.
	A65-25-50	3	33	Rot/Grau/Weiß	10 32 45
	A65-25-50	4	33	Rot/Grau/Weiß	10 33 49
	A65-25-50	5	33	Rot/Grau/Weiß	10 33 50
	A65-25-50	3	33	Rot/Grau/Weiß	10 33 51
	A65-25-50	4	33	Rot/Grau/Weiß	10 33 52
Supra Line					
	Shore	Größe	Höhe mm	Farbe	Art. Nr.
	SupraFlex 30/50	5	33	Weiß/Hellblau	10 48 70
	SupraElast 30/50	5	33	Braun/Hellblau	10 50 96
	SupraFlex A30	3 5	33	Weiß	10 51 04 10 51 05
	SupraFlex A40	3 5	33	Karamell	10 51 06 10 51 07
	SupraFlex A50	3 5	33	Hellblau	10 51 08 10 51 09

glabbal - Rohlinge					
	Shore	Größe	Höhe mm	Farbe	Art. Nr.
	A40/30	5	38	Blau/Grau	10 41 49
	A40/30	5	38	Beige/Weinrot	10 41 50
	A40/30	5	38	Schwarz/Schwarz	10 41 51
	A40/30	5	38	Grün/Lila	10 44 53
	A40/30	5	38	Orange/Dunkelblau	10 44 54
	A40	5	38	Schilf	10 48 66
	A40	5	38	Schoko	10 48 67
	A40	5	38	Dunkelbraun	10 46 22

Hartschaumplatte					
zum Positivfräsen von Einlagenleisten					
	Shore	Größe	Höhe mm	Farbe	Art. Nr.
	300-45	398 x 298	45	Pink	10 33 34

EVA ParoFix					
EVA auf Kautschuk-Matte fixiert. Der Rohlingstyp für besonders dünne Einlagen. Die 1.5 mm dicke Naturkautschuk-Unterlage gewährleistet hohe Stabilität und hohe Abriebsfestigkeit					
	Shore	Größe	Höhe mm	Farbe	Art. Nr.
	A30	2	20+1,5	Schilf	10 29 97
	A30	3	20+1,5	Schilf	10 29 98
	A40	2	20+1,5	Beige	10 30 00
	A40	3	20+1,5	Beige	10 30 01
	A50	2	20+1,5	Weiß	10 30 03
	A50	3	20+1,5	Weiß	10 30 04
	A65	2	20+1,5	Dunkelbraun	10 30 06
	A65	3	20+1,5	Dunkelbraun	10 30 07

Zubehör einseitiges Fräsen					
Adaptermatten	Ausführung	Größe	Menge	Farbe	Art. Nr.
	Silikon	1	1 Stück	Blau	10 16 37
	Silikon	2	1 Stück	Blau	10 16 38
	Silikon	3	1 Stück	Blau	10 16 39

Adapterrahmen (für Verarbeitung von Platten Gr. 6)					
	Silikon	6	1 Stück	Weiß	10 04 77

Zubehör beidseitiges Fräsen					
Silikonmatte (für Verarbeitung von Platten Gr. 6)					
	mittig gelocht	6	1 Stück	Weiß	10 21 56

Adapterrahmen					
	Bodenplatte	4	1 Stück	Grau / Rot	10 34 01
	Rahmen, oben	4	1 Stück	Rot	10 34 06
	Rahmen, unten	4	1 Stück	Rot	10 34 05
	Bodenplatte	5	1 Stück	Grau / Schwarz	10 34 02
	Rahmen, oben	5	1 Stück	Schwarz	10 34 08
	Rahmen, unten	5	1 Stück	Schwarz	10 34 07

Unser Ziel:

**Innovative Spitzenleistung
für die Fußgesundheit**

**messen
erfassen
bearbeiten
produzieren**



**paromed GmbH & Co. KG
Heft 8 · D-83115 Neubeuern**

Tel +49 (0) 80 35 / 90 39 -0 · Fax: 90 39 39
info@paromed.de · www.paromed.de

Bestell-Hotline: +49 (0) 80 35 / 90 39 -0

10/2016

